

IIC - CIC - ITC
ITE HS - ITE FS

Oticon Jet PX

הוראות שימוש



oticon
life-changing technology

Made for
 iPhone | iPad



Works with
android 

מבוא לחוברת זו

חוברת זו תדריך אותך על אופן השימוש והתחזוקה של מכשירי השמיעה החדשים שלך. ודא שקראת את העלון בעיון, כולל את החלק של **האזהרות**. המידע יעזור לך להפיק את המיטב ממכשירי השמיעה שלך.

אזהרות



יש לקרוא טקסט המסומן עם סמל אזהרה לפני השימוש במכשיר.

קלינאי התקשורת שלך התאים את מכשירי השמיעה כך שיתאים לצרכים שלך. אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור קשר עם קלינאי התקשורת שלך.

איש מקצוע בתחום השמיעה (קלינאי תקשורת, אודיולוג, רופא אא"ג) הוא אדם בעל השכלה מתאימה ובעל יכולת מוכחת בהערכה מקצועית של שמיעה, בחירה, התאמה, אספקת שמיעה מכשירים וטיפול שיקומי לאנשים עם לקות שמיעה.

ההכשרה של אנשי מקצוע בתחום השמיעה הינה בהתאם לתקנות הלאומיות והאזוריות.

סקירה של הדגם

חוברת זו תקפה עבור הדגמים, הסוללה, הגדלים והסגנונות של מכשירי שמיעה הבאים:

GTIN: (01) 05714464150151

GTIN: (01) 05714464150168

FW 1.0

Oticon Jet PX 1

Oticon Jet PX 2

גודל סוללה

312 10

Bluetooth® כן לא

סגנונות

בלתי נראה בתוך תעלת האוזן

IIC

לחלוטין בתוך תעלת האוזן

CIC

בתעלה

ITC

חצי מעטפת בתוך האוזן

ITE HS

מעטפת מלאה בתוך האוזן

ITE FS

שימוש ייעודי

מכשיר השמיעה מיועד להגביר ולשדר קול לאוזניים.	שימוש ייעודי
ליקוי שמיעה סנסורי או מעורב, דו צדדי או חד צדדי, החל מרמה קלה של לקות שמיעה (25dB HL*) ועד חמורה (80dB HL*), בטווח תדרים אינדיבידואלי.	התוויות לשימוש
אדם עם ליקוי שמיעה המשתמש במכשיר שמיעה והמטפלים בו. קלינאי תקשורת אחראי להתאמת מכשיר השמיעה.	משתמש ייעודי
מבוגרים.	קבוצות משתמשים ייעודיות
מחוץ לבית ובתוכו.	סביבת שימוש
לא מתאים לתינוקות מתחת לגיל 36 חודשים.** משתמשים בשתלים פעילים צריכים תשומת לב מיוחדת כאשר משתמשים במכשיר השמיעה. למידע נוסף עיין בחלק של האזהרות.	התוויות נגד
מכשיר השמיעה נועד לספק הבנה טובה יותר של דיבור כדי לעזור להקל על התקשורת במטרה לשפר את איכות החיים.	יתרונות קליניים

*כפי שנקבע על ידי ההאגודה האמריקאית לדיבור-שפה-שמיעה, *asha.org*, תוך שימוש בממוצע בטון טהור של 0.5, 1 ו-2 kHz.
**בהתאם להנחיות העדכניות המוגדרות עבור ילדים, מכשירי שמיעה תוך אוזניים בדרך כלל אינם מכוונים לשימוש של לילדים בכל גיל. עם זאת, קלינאי תקשורת רשאי, בנסיבות מיוחדות ולפי כל מקרה ספציפי, לבחור מכשירי שמיעה אלה עבור ילדים מעל גיל 36 חודשים.

הערה חשובה

הגברת המכשיר מותאמת בצורה ייחודית ליכולות השמיעה האישיות שלך במהלך התאמת מכשיר השמיעה המתבצעת על ידי קלינאי התקשורת שלך.

תוכן עניינים

9	מכשיר השמיעה שלך	אודות
10	מכשירי שמיעה עם סוללה בגודל 10	
11	מכשירי שמיעה עם סוללה בגודל 312	
12	זיהוי מכשיר שמיעה ימני ושמאלי	
13	MultiTool לטיפול בסוללות וניקוי המכשיר	
14	הפעלה וכיבוי מכשיר השמיעה	בואו נתחיל
15	החלפת הסוללה	
16	כיצד להחליף סוללה	
18	הרכבת מכשיר השמיעה	
		שימוש יומי
19	הוצאת מכשיר השמיעה	
20	טיפול במכשירי השמיעה שלך	
22	החלפת פילטר	
23	החלפת פילטר מסוג ProWax miniFit	
24	החלפת פילטר T-Cap	
25	החלפת פילטר O-Cap	

26	שינוי תוכניות
28	שינוי עוצמת הקול באמצעות לחצן
29	שינוי עוצמת הקול באמצעות גלגל
30	השתקת מכשיר השמיעה

אפשרויות

31	הפעלה/כיבוי של ה-Bluetooth
32	השתמש במכשיר שמיעה עם מכשירים דיגיטלים
33	התאמה וחיבור
34	אביזרים אלחוטיים
36	אפשרויות אחרות
37	תכונות ואביזרים אופציונליים
38	Tinnitus SoundSupport™

טנטון

39	הנחיות למשתמשים ב-Tinnitus SoundSupport
39	הגבלת זמן שימוש
40	אפשרויות קול והתאמת עוצמת קול
42	אזהרות הקשורות לטינטון

תוכן עניינים

אזהרות

46	אזהרות כלליות
50	עמידות במים ואבק (IP68)

מידע נוסף

51	תנאי שימוש
52	מידע טכני
59	אחריות בינלאומית
60	אחריות
61	הגדרות מכשיר השמיעה האישי שלך
64	מדריך לפתרון בעיות


מכשיר השמיעה שלך

למכשיר השמיעה בתוך האוזן, ישנם מספר סגנונות שונים הזמינים עם גדלי סוללה שונים. הסקירה הכללית של הדגם מתארת את ההתצורה ואת גודל הסוללה. כך יהיה לך קל יותר לנווט בחוברת זו.

מכשירי שמיעה עם סוללה בגודל 10

(תצורת CIC)

מהו ומה תפקידו



הרכיבים עשויים להיות ממוקמים אחרת במכשיר השמיעה שלך.

מכשירי שמיעה עם סוללה בגודל 312

(תצורת ITC)

מהו ומה תפקידו

● לחצן (אופציונלי)
השתקה, שינוי
עוצמת קול
ותוכניות

● גלגל עוצמת הקול
(אופציונלי)
שינוי עוצמת קול

● יציאת שמע
יציאת שמע

● בית סוללה
מכיל את הסוללה
ומתפקד כמתג
הפעלה/כיבוי


● כניסת מיקרופון
כניסת שמע

● פתח אוורור

● פתח אוורור

זיהוי מכשיר שמיעה ימני ושמאלי

חשוב להבחין בין מכשיר השמיעה השמאלי והימני מכיוון שהם עשויים להיות מעוצבים ומתוכנתים בצורה שונה.




גוף המכשיר, נקודה או טקסט **כחולים**
מזהים את מכשיר השמיעה השמאלי

גוף המכשיר, נקודה או טקסט **אדומים**
מזהים את מכשיר השמיעה השמאלי

MultiTool לטיפול בסוללות וניקוי המכשיר

ה-MultiTool הינו כלי רב תכליתי המכיל מגנט שמקל על תהליך החלפת הסוללה במכשיר השמיעה. הוא גם מכיל מברשת ולולאת חוט. אם פתח האוורור קטן מאוד, ייתכן צורך בכלי מיוחד. אם אתה זקוק לכלי רב תכליתי חדש, אנא פנה לקלינאי התקשורת שלך.



הערה חשובה

לכלי הרב תכליתי יש מגנט מובנה. הרחק את ה-MultiTool במרחק של לפחות 30 סנטימטרים (1 רגל) מכרטיסי אשראי ומכשירים אחרים עם רגישות מגנטית.

הפעלה וכיבוי מכשיר השמיעה


בית הסוללה משמש להפעלת וכיבוי מכשיר השמיעה. כדי לשמור על חיי הסוללה, ודא שמכשיר השמיעה מכובה כשאינך מרכיב אותו. להחזרת הגדרות ברירת המחדל של מכשיר השמיעה, פשוט פתח וסגור את בית הסוללה (אתחול מהיר).




הערה: פתח את דלת הסוללה במלואה כדי לוודא שמכשיר השמיעה לא מרוקן את הסוללה במלואה וכדי לאפשר לאוויר לזרום בכל פעם שאינך משתמש במכשיר השמיעה שלך, במיוחד בלילה או לפרקי זמן ארוכים יותר.

החלפת הסוללה

כאשר מגיע הזמן להחליף את הסוללה, תשמע שלושה צלילים מתחלפים במרווחי זמן עד שתתרוקן הסוללה.

ארבעה צלילים
= הסוללה נגמרה 

שלושה צלילים*
= הסוללה חלשה 


עצה בנושא סוללה

כדי לוודא שמכשיר השמיעה עובד תמיד, קח אתך סוללות חלופיות, או החלף את הסוללה לפני שאתה עוזב את הבית.

* אם מכשיר השמיעה שלך תומך ב Bluetooth*, החיבור יכבה ולא ניתן יהיה להשתמש באביזרים אלחוטיים.
הערה: יש צורך להחליף סוללות בתדירות גבוהה יותר אם אתה מזרים שמע או מוזיקה למכשירי השמיעה שלך.


ביצד להחליף סוללה

1. הוצאת סוללה



פתח את בית הסוללה עד הסוף. הוצא את הסוללה המשומשת.

2. הסר את הכיסוי




הסר את המדבקה מהצד + של הסוללה החדשה.

עצה:


המתן 2 דקות כדי שהסוללה תוכל להכניס אוויר, כדי להבטיח תפקוד אופטימלי.

3. הכנסת סוללה



הכנס את הסוללה החדשה אל תוך בית הסוללה. ודא שהצד + של הסוללה ומגירת הסוללות מיושרים.

4. סגירת בית הסוללה



סגור את בית הסוללה. מכשיר השמיעה ישמיע ג'ינגל.
החזק את מכשיר השמיעה קרוב לאוזן כדי לשמוע את הג'ינגל.

עצה



כלי רב תכליתי

ניתן להשתמש ב-MultiTool להחלפת סוללה. השתמש בקצה המגנטי כדי להוציא ולהכניס סוללות.


הרכבת מכשיר השמיעה

שלב 1



הכנס את קצה מכשיר השמיעה לתוך תעלת האוזן.

שלב 2



משוך בעדינות את האוזן שלך כלפי חוץ והכנס את מכשיר השמע לתעלת האוזן בדחיפה, תוך סיבוב קל במידת הצורך. הכנס בהתאם למבנה הטבעי של תעלת האוזן. דחוף את מכשיר השמיעה וודא שהמכשיר מורכב בנוחות בתוך האוזן.

הוצאת מכשיר השמיעה

החזק את מכשיר השמיעה בחוט לשליפה (אם קיים). משוך בעדינות את מכשיר השמיעה מתעלת האוזן.

אם מכשיר השמיעה שלך אינו מצויד בחוט שליפה, ניתן להסירו על ידי משיכת קצה מכשיר השמיעה.

הערה חשובה


אין להשתמש בבית הסוללה כידית להכנסת או הוצאת מכשירי השמיעה שלך, בית הסוללה לא מיועד למטרה זו.

טיפול במכשירי השמיעה שלך


בעת טיפול במכשיר השמיעה, החזק אותו על משטח רך כדי למנוע נזק מנפילה.

ניקוי מכשיר השמיעה.

השתמש במברשת נקיה על מנת להבריז בעדינות לכלוך מפתחי המיקרופונים. הברש את פני השטח בעדינות. ודא שהפילטרים אינם נופלים.



נקה את פתח האוורור על ידי לחיצה על המברשת
דרך החור תוך סיבובו קלות.



הערה חשובה

כדי לנקות את מכשיר השמיעה, השתמש במטלית רכה ויבשה. אין לשטוף את מכשיר השמיעה או לטבול אותו במים או בנוזלים אחרים.

החלפת פילטר

פילטר שעווה מונע נזק במכשיר השמיעה כתוצאה מחדירת שעווה ולכלוך. אם הפילטרים נסתמים, החלף את הפילטרים או פנה לקלינאי התקשורת שלך.

- מסנן ProWax miniFit מגן על יציאת השמע.
- מסנני O-cap ו-T-cap מגנים על כניסת המיקרופון.

הוראות להחלפת פילטרים שונים מופיעות בעמודים הבאים.

הערה חשובה

יש לוודא שמשתמשים תמיד באותו סוג של פילטר שעווה כפי שסופק במקור עם מכשירי השמיעה. אם ישנו ספק לגבי השימוש או החלפת פילטר ProWax miniFit, יש לפנות לקלינאי התקשורת שלך.


החלפת פילטר מסוג ProWax miniFit

1. כלי




הוצא את הכלי מהתושבת.
לכלי שתי סיכות, אחת ריקה
להסרה ואחת עם מסנן
ושלוק ProWax miniFit החדש.

2. הסר



דחוף את הסיכה הריקה
לתוך פילטר ProWax
miniFit במכשיר השמיעה
ושלוק אותה החוצה.

3. הכנס



הכנס את פילטר ה-ProWax
miniFit החדש באמצעות
הסיכה השנייה, הוצא את
הכלי והשלך אותו.

החלפת פילטר T-Cap


(מכשירי שמיעה עם סוללה בגודל 10)

1. כלי




הוצא את הכלי מהאריזה לכלי שני קצוות, אחד להסרה ואחד עם פילטר T-Cap החדש.

2. הסר



החדר את מזלג הכלי מתחת לשפה העליונה של הפילטר המשומש מסוג T-Cap ושלוף אותו על ידי הרמה.

3. הכנס



הכנס את הפילטר החדש T-Cap והוצא את הכלי בסיבוב קל. השלך את הכלי בגמר השימוש.

החלפת פילטר O-Cap

(מכשירי שמיעה עם סוללות בגודל 312)


1. כלי



פילטר חדש


הוצא את הכלי מהאריזה לכלי שני קצוות, אחד להסרה ואחד עם פילטר O-Cap החדש.

2. הסר



נעץ את הקצה המחודד של הכלי לתוך מסנן O-Cap הקיים ומשוך אותו החוצה.


3. הכנס



החדר את פילטר O-Cap החדש באמצעות הקצה השני של הכלי, הוצא את הכלי והשלך אותו לאחר השימוש.

שינוי תוכניות

מכשיר השמיעה שלך יכול לכלול עד ארבע תוכניות שונות. אלה מתוכנתות על ידי קלינאי התקשורת שלך. תשמע אחד עד ארבעה צלילים כשאתה מחליף תוכנית בהתאם לזהות התוכנית.



- השתמש בלחיצה קצרה כדי לעבור בין תוכניות. אם בקרת עוצמת הקול מופעלת, השתמש בלחיצה ארוכה כדי להחליף בין תוכניות.

אם יש לך שני מכשירי שמיעה מסונכרנים:

מכשיר השמיעה הימני מעביר תוכנית אחת קדימה, למשל תוכנית 1 ל-2.

מכשיר השמיעה השמאלי מעביר תוכנית אחת אחורה, למשל תוכנית 4 ל-3.

אם מכשירי השמיעה שלך פועלים באופן עצמאי, לחץ בנפרד על כל אחד מהלחצנים במכשירי השמיעה.


למילוי על ידי קלינאי תקשורת

מתי להשתמש	צליל שישמע בעת הפעלה	תוכנית
	"צפצוף אחד" 	1
	"שני צפצופים" 	2
	"שלושה צפצופים" 	3
	"ארבעה צפצופים" 	4

שינוי תוכנית:	
<input type="checkbox"/> מסונכרן	<input type="checkbox"/> עצמאי
<input type="checkbox"/> ימין	<input type="checkbox"/> שמאל
<input type="checkbox"/> לחיצה ארוכה	<input type="checkbox"/> לחיצה קצרה

שינוי עוצמת הקול באמצעות לחצן

הלחצן מאפשר לך לכוון את עוצמת הקול. ייתכן שישמע קליק כאשר מגבירים או מנמיכים את עוצמת הקול.



לחיצה קצרה על מכשיר השמיעה הימני מגבירה את העוצמה.

לחיצה קצרה על מכשיר השמיעה השמאלי מורידה את העוצמה




למילוי על ידי קלינאי תקשורת

שינוי עוצמת קול	<input type="checkbox"/> שמאל	<input type="checkbox"/> ימין
-----------------	-------------------------------	-------------------------------


שינוי עוצמת הקול באמצעות גלגל

גלגל עוצמת הקול מאפשר לך לכוונן את עוצמת הקול.
ייתכן שישמע קליק כאשר מגבירים או מנמיכים את עוצמת הקול.



השתקת מכשיר השמיעה

השתמש בפעולת ההשתקה אם יש צורך להשתיק את מכשיר השמיעה. אופציה זאת זמינה רק במכשירי שמיעה עם לחצן.



- לחץ והחזק את הלחצן למשך שתי שניות כדי להשתיק את מכשיר השמיעה. כדי לבטל את ההשתקה ולהפעיל שוב את מכשיר השמיעה, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן.

הערה: פונקציית ההשתקה משתיקה רק את המיקרופונים במכשירי השמיעה.

הערה חשובה

אין להשתמש בפונקציית ההשתקה כמתג כיבוי, מכיוון שמכשירי השמיעה עדיין משתמשים בסוללה במצב זה.


הפעלה/כיבוי של ה-Bluetooth

ניתן להפעיל/ לכבות את חיבור ה-Bluetooth במכשירי השמיעה שלך. כאשר ה-Bluetooth כבוי, מכשירי השמיעה עדיין פועלים ומתפקדים. שים לב שלחיצה על כפתור במכשיר שמיעה אחד, מכבה את ה-Bluetooth עבור שני מכשירי השמיעה.

מכשירי השמיעה שלך משתמשים בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. ניתן להשתמש בהם במטוס מכיוון שמכשירי שמיעה פטורים מהכללים החלים על מכשירים אלקטרוניים ניידים במטוס.

● **הדלקת/ כיבוי ה-Bluetooth**
לחץ והחזק את הלחצן במשך 7 שניות לפחות. ג'ינגל יאשר את הפעולה שלך.

פתיחה וסגירה של בית הסוללה תפעיל גם את ה-Bluetooth.



השתמש במכשיר שמיעה עם מכשירים דיגיטלים

iPhone, iPad and Mac

מכשירי השמיעה מותאמים לתקשורת ישירה עם מכשירי Apple ומאפשרים הזרמה ישירה באמצעות מכשירי iPhone, iPad, Mac*.

מכשירי אנדרואיד

מכשיר השמיעה תומך בהזרמת שמע עבור מכשירי שמיעה (ASHA) ומאפשר הזרמה ישירה ממבחר מכשירי אנדרואיד.

ניתן להשתמש ב-Oticon Companion כדי לשלוט במכשירי השמיעה מהמכשיר הנייד שלך*.

לסיוע בשימוש מכשיר השמיעה שלך עם אחד מהמוצרים האלה, יש ליצור קשר עם קלינאי התקשורת שלך.

* לרשימה של מכשירים תואמים, יש לבקר ב: www.oticon.global/compatibility

התאמה וחיבור

לצורך הנחיות לחיבור מכשירי השמיעה שלך למכשירי iPhone, iPad או מכשירי אנדרואיד, בקרו ב: בקרו ב:

www.oticon.global/pairing

לרשימה של מכשירי iPhone, iPad ואנדרואיד תואמים, בקרו ב:
www.oticon.global/compatibility

לצורך הנחיות להתאמת מכשירי השמיעה ל-Mac ולרשימת מכשירים תואמים, בקרו ב:
www.oticon.global/hearing-aid-users/support/accessories/mac

אביזרים אלחוטיים

קיים מגוון של אביזרי עזר שיכולים לסייע ולשפר את התפקוד השמיעתי עם מכשירי השמיעה שלך. אביזרים אלו יכולים לאפשר לך לשמוע ולתקשר בצורה טובה יותר במצבים יומיומיים.

Remote Control 3.0

מאפשר לשנות תוכנית, להתאים את עוצמת הקול או להשתיק את מכשירי השמיעה שלך.

Oticon Companion

אפליקציה המאפשרת לשלוט במכשיר השמיעה מהטלפון הנייד או הטאבלט. עבור מכשירי iPhone, iPad, iPod touch ו-Android™. הקפידו להוריד ולהתקין את האפליקצייה רק מחנויות האפליקציות הרשמיות.

ConnectClip

בעת התאמה לטלפון הנייד שלך, ניתן להשתמש במכשירי השמיעה כדיבורית או כמיקרופון אלחוטי.

מתאם טלוויזיה 3.0

משדר אלחוטי של סאונד מטלוויזיה ומכשירי שמע אלקטרוניים. מתאם הטלוויזיה מזרים צליל ישירות למכשירי השמיעה שלך.

Phone Adapter 2.0

מכשיר שבשימוש יחד עם מכשירי שמיעה
ו-קונקטקליפ, מאפשר לתקשר ללא ידיים
באמצעות טלפון קווי.

אפשרויות אחרות

Telecoil - אופציונלי בחלק מהתצורות



Telecoil עוזר לך לשמוע טוב יותר כאשר משתמשים בטלפון בעל לולאת השראה מובנית, או כשאתה נמצא בבניינים בעלי מערכת לולאה מובנית כגון תאטראות, בתי תפילה או אולמי הרצאות. סמל זה או סימן דומה מוצג בכל מקום בו מותקנת מערכת לולאת השראה.

למידע נוסף, אנא פנה לקלינאי התקשורת שלך.

תכונות ואביזרים אופציונליים

התכונות והאביזרים המתוארים בעמודים הבאים הם אופציונליים. יש לפנות לקלינאי התקשורת שלך כדי לברר כיצד מתוכנת מכשיר השמיעה שלך.

אם אתה נתקל בקשיי שמיעה במצבים מסוימים, יתכן שתוכנית מיוחדת תעזור. קלינאי התקשורת שלך מתכנת תוכניות כאלה.

רשום את כל מצבי השמע בהם יתכן שתצטרך עזרה.

שימוש מיועד עבור Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport הינו כלי המיועד ליצור צלילים כדי לגרום להקלה זמנית עבור מטופלים הסובלים מטנטון כחלק מתוכנית התמיכה בטנטון.

אוכלוסיית היעד היא אוכלוסייה בוגרת (מעל גיל 18).

Tinnitus SoundSupport מיועד להפעלה על ידי אנשי מקצוע מורשים בטיפול בשמיעה (קלינאי תקשורת, אודיולוגים ורופאי אף אוזן גרון) המומחים להערכה של טנטון וירידה בשמיעה ובטיפול בהם. התאמת מחולל הקול לטנטון צריכה להתבצע על ידי איש מקצוע מורשה שהשתלם בתוכנית ניהול טנטון.

הנחיות למשתמשים ב-Tinnitus SoundSupport

קילנאי התקשורת שלך יוכל להציע את טיפול המעקב המתאים. חשוב לעקוב אחר הראותיו והכוונותיו בנוגע לטיפול זה.

הגבלת זמן שימוש

שימוש יומי

רמות העוצמה של Tinnitus SoundSupport יכולות להוביל לנזק קבוע בשמיעה כשמשתמשים בו לאורך זמן. קלינאי התקשורת שלך ימליץ לך על פרק הזמן המרבי לשימוש יומי ב-Tinnitus SoundSupport. אין להשתמש בו ברמות עוצמה לא נוחות.

ראה טבלת **Tinnitus SoundSupport**: **מגבלה בשימוש** בחלק "הגדרות הפרטניות של מכשיר השמיעה שלך" בסוף עלון זה כדי ללמוד כמה שעות ביום אתה יכול להשתמש בצורה בטוחה בצלילי מיסוך הטנטון במכשירי השמיעה שלך.

אפשרויות קול והתאמת עוצמת קול

מחולל הקול לטנטון מתוכנת על ידי קלינאי התקשורת שלך כדי לאזן בין הפיצוי בגין פגיעה בשמיעה לבין הקלה על הטנטון.

Tinnitus SoundSupport תוכניות
ניתן להפעיל את מחולל הקול עד לארבע תוכניות שונות.

השתק

אם אתה נמצא בתוכנית עבודה מופעל Tinnitus SoundSupport, פעולת ההשתקה תשתק רק את הרעשים הסביבתיים ולא את הרעש מ-Tinnitus SoundSupport. למידע על איך להשתק את מכשירי השמיעה שלך, ראה את החלק **השתקת מכשיר השמיעה שלך**.

התאמת עוצמת קול עם Tinnitus SoundSupport

קלינאי התקשורת שלך יכול להגדיר את בקרת עוצמת הקול עבור תוכנית Tinnitus SoundSupport, שמופעלת במכשיר השמיעה שלך.

למידע נוסף בנוגע להתאמת עוצמה עם Tinnitus SoundSupport ראה את הטבלה **סקירת הגדרות Tinnitus SoundSupport למכשיר השמיעה שלך ב-הגדרות הפרטיות שלך למכשיר השמיעה שלך** בסוף העלון הזה.

אזהרות הקשורות לטינטון

אם קלינאי התקשורת הפעיל עבורך את מחולל הקול Tinnitus SoundSupport, שים לב לאזהרות הבאות:

בשימוש ב-Tinnitus SoundSupport קיים פוטנציאל להחמרת הטנטון ו/או לשינוי פוטנציאלי בספי השמיעה.

אם אתה מבחין בשינוי בשמיעה או בטנטון, סחרחורת, בחילה, כאבי ראש, פרפורי לב או גירוי בעור בנקודת המגע עם המכשיר, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש במכשיר ולהתייעץ עם רופא או עם קלינאי התקשורת.

שימוש לקוי בפונקציית Tinnitus SoundSupport עלול לגרום לתופעות מזיקות. הקפד על שימוש לפי ההנחיות והרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

זמן שימוש מקסימלי

עקוב תמיד אחרי זמן השימוש המקסימלי ליום ב-Tinnitus SoundSupport, על פי הייעוץ של קלינאי התקשורת שלך. שימוש ממושך עלול להוביל להחמרה בטינטון או להחמרה במצב השמיעה שלך.

שינוי עוצמת הקול באמצעות לחצן
ראה סעיף שינוי עוצמת קול באמצעות לחצן

<p>א) כיצד לשנות את עוצמת הקול של Tinnitus SoundSupport <u>בכל</u> אופן בנפרד להגברת עוצמת הקול (במכשיר שמיעה אחד בלבד), לחץ באופן חזרתי על הלחצן עד להגעה לרמה הרצויה. הקול תמיד יהיה חזק יותר עם הלחיצה/ות הראשונות עד שנשמעים שני ביפים. לאחר מכן עוצמת הקול תרד.</p> <p>להנמכת עוצמת הקול (במכשיר שמיעה אחד בלבד), לחץ באופן חזרתי על הכפתור עד להגעה לרמה הרצויה.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>ב) כיצד לשנות את עוצמת הקול של Tinnitus SoundSupport <u>בשתי</u> האוזניים בו זמנית ניתן להשתמש במכשיר שמיעה אחד כדי להגביר את עוצמת הקול ובמכשיר השמיעה השני כדי להנמיך את עוצמת הקול:</p> <p>כדי להגביר את עוצמת הקול, לחץ באופן חזרתי על הכפתור במכשיר השמיעה הימני.</p> <p>כדי להנמיך את עוצמת הקול, לחץ באופן חזרתי על הכפתור במכשיר השמיעה השמאלי.</p>	<input type="checkbox"/>

למילוי על ידי קלינאי התקשורת שלך.

שינוי עוצמת קול באמצעות גלגל עוצמת הקול

ראה סעיף שינוי עוצמת הקול בגלגל עוצמת הקול להמחשה

<p>א) כיצד לשנות את עוצמת הקול של Tinnitus SoundSupport בכל אופן בנפרד כדי להגביר את עוצמת הקול (במכשיר שמיעה אחד בלבד), סובב את גלגל עוצמת הקול קדימה.</p> <p>כדי להנמיך את עוצמת הקול (במכשיר שמיעה אחד בלבד), סובב את גלגל עוצמת הקול אחורה.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>ב) כיצד לשנות את עוצמת הקול של Tinnitus SoundSupport בשתי האוזניים בו זמנית אתה יכול להשתמש במכשיר שמיעה אחד כדי להגביר את הקול בשני מכשירי השמיעה. בעת שינוי עוצמת הקול במכשיר שמיעה אחד, עוצמת הקול במכשיר השמיעה השני תשתנה בהתאם.</p> <p>כדי להגביר את עוצמת הקול, יש לסובב את גלגל עוצמת הקול קדימה.</p> <p>כדי להנמיך את עוצמת הקול, יש לסובב את גלגל עוצמת הקול אחורה.</p>	<input type="checkbox"/>

למילוי על ידי קלינאי התקשורת שלך.

מכשיר שמיעה עם Bluetooth

אם למכשיר השמיעה שלך יש חיבור Bluetooth, תוכל להתאים את הצלילים הסביבתיים בתוכנית Tinnitus SoundSupport עם Remote Control 3.0 או ConnectClip.

Oticon Companion עבור מכשירי iPhone, iPad ו-Android™ ישנה אפשרות לכוון הן את עוצמת הקול של הסביבה והן את ה-Tinnitus SoundSupport בכל תוכנית ישירות מהאפליקציה.

סכנות חנק של בליעת חלקים קטנים

הרחק את כל החלקים הקטנים (לדוגמה, מכשירי שמיעה, אוזניות, סוללות וכו') מהישג ידם ומשדה ראייתם של ילדים וחיות מחמד שעלולים לבלוע פריטים אלה. פנה מיד לטיפול רפואי חירום במקרה של חנק מחלקים קטנים או מבליעת סוללות.

סכנת מוות בשל בליעת סוללות

לעולם אין לבלוע סוללות. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות בתוך שעות. סוללות שנבלעו יכולות לגרום לכוויות שעלולות לחורר את האיברים הפנימיים. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם ומשדה ראייתם של ילדים וחיות מחמד שעלולים לבלוע אותן. סוללות עלולות להיראות כמו כדורים. לכן, בדוק את התרופות שלך היטב לפני בליעת כדור כלשהו. יש לפנות מיד לטיפול חירום רפואי אם נבלעה סוללה.

סיכון של החדרת סוללות לאוזן או לאף

לעולם אין להחדיר סוללות לאוזן או לאף. זה יכול להוביל לנזק קבוע עקב כוויות. יש לפנות מיד לרופא אם סוללה מוכנסת לאוזן או לאף

למען הביטחון האישי שלך וכדי להבטיח שימוש נכון, עליך להכיר את האזהרות הכלליות הבאות לפני השימוש במכשיר השמיעה שלך. יש להתייעץ עם קלינאי התקשורת אם אתה נתקל בתופעות לא צפויות עם מכשירי השמיעה שלך. קלינאי התקשורת יסייע לך בהתמודדות עם בעיות, ואם יש צורך בכך, ידווח עליהן ליצרן ו/או לרשויות המדינה.

חשוב לדעת שמכשירי שמיעה אינם משחזרים את יכולת השמיעה ואינם מונעים או משפרים ליקוי שמיעה הנובע מתהליכים טבעיים כגון הזדקנות או מחלה.

מכשירי שמיעה הם רק חלק מאפשרויות שיקום השמיעה ויתכן ויש להשלים אותו באימוני שמיעה וקריאת שפתיים.

כדי להשיג את מלוא התועלת ממכשירי השמיעה שלך, יש להשתמש בהם באופן רציף ויומיומי.

שימוש במכשירי שמיעה

השתמש במכשירי שמיעה רק לפי הנחיות קלינאי התקשורת שלך. שימוש לא נכון יכול להוביל לאבדן פתאומי וקבוע של השמיעה. לעולם אין לתת לאחרים להשתמש במכשירי השמיעה שלך. שימוש בלתי מורשה עלול לגרום לנזק קבוע לשמיעתם.

שימוש בסוללות להחלפה

השתמש רק בסוללות המומלצות על ידי קלינאי התקשורת שלך. סוללות באיכות נמוכה עלולות לדלוף ולגרום לנזק חמור.

לעולם אין לנסות להטעין את הסוללות הניתנות להחלפה. לעולם אין להיפטר מסוללות על ידי שריפתן. קיימת סכנה שהסוללות תתפוצצנה. עקוב אחר ההנחיות המקומיות לסילוק סוללות תואם ובטוח.

שים לב לחוסר תפקוד פתאומי

מכשירי השמיעה שלך עשויים להפסיק לפעול ללא הודעה מוקדמת. לדוגמה, אם נגמרה להם הסוללה או אם הצינורית נחסמה.

זכור זאת במיוחד במצבים שבהם ישנה תלות בקולות אזהרה (למשל בעת נהיגה).

שימוש עם שתלים רפואיים פעילים

מכשירי השמיעה שלך נבדקו ונמצאו בטוחים לבריאות האדם על פי תקנים בינלאומיים לחשיפה אנושית (SAR-Specific Absorption Ratio), כוח אלקטרומגנטי ומתחים המוכנסים לתוך גוף האדם.

ערכי החשיפה נמצאים הרבה מתחת לגבולות הבטיחות המקובלים הבינלאומיים של SAR, כוח אלקטרומגנטי ומתחים המוכנסים לתוך גוף האדם כפי שמוגדרים בתקנים לבריאות האדם, וכשירים לפעול לצד עם שתלים רפואיים פעילים, כגון קוצבי לב ודפיברילטור לב.

אביזרים המכילים מגנטים מובנים (למשל מגנט של AutoPhone ו-MultiTool) צריכים להישמר במרחק של לפחות 30 ס"מ (12 אינץ') מכל מכשיר רפואי מושתל. פעל בהתאם להנחיות היצרן של המכשיר הרפואי מושתל שלך לגבי השימוש בו בשילוב עם מגנטים.

אם יש לך שתל מוחי פעיל, פנה ליצרן המכשיר המושתל שלך לקבלת מידע על השימוש בו בשילוב עם מכשיר שמיעה.

הסר את מכשירי השמיעה לפני הליכים רפואיים מסוימים

הסר את מכשירי השמיעה לפני הליכים רפואיים כגון בדיקות רנטגן, סריקות PET/MRI/TC, אלקטרוטרפיה, ניתוח וכו'. מכשירי השמיעה שלך עלול להינזק אם ייחשף לשדות מגנטיים או אלקטרומגנטיים חזקים.

הרחק מחום קיצוני

לעולם אין לחשוף את מכשירי השמיעה שלך לחום קיצוני. לדוגמה, אין להשאיר את מכשירי השמיעה בתוך מכונית חונה בשמש.

לעולם אין להשתמש במכשיר חימום חיצוני כדי לייבש את מכשירי השמיעה שלך. לדוגמה, אין לייבש את מכשירי השמיעה שלך באמצעות מייבש שיער, בתנור או מיקרוגל.

הרחק מכימיקלים

הסר את מכשירי השמיעה שלך לפני שימוש במוצרים המכילים כימיקלים מסוימים שעלולים להזיק למכשירי השמיעה שלך. למשל, קוסמטיקה, ספריי לשיער, בושם, תחליב אפטר שייב, תחליב שיזוף ודוחה חרקים. יש לאפשר למוצרים להתייבש לפני שתרכיב את מכשירי השמיעה שלך.

מכשירי שמיעה חזקים

ש לתת תשומת לב מיוחדת כשבוחרים, מתאימים ומשתמשים במכשירי שמיעה חזקים שעוצמת הקול המקסימלית עוברת 132dB, ייתכן שיש סיכון לפגיעה בשמיעה של המשתמש במכשירי השמיעה. למידע האם המכשיר שלך הוא מכשיר שמיעה חזק, עיין בסעיף הגדרות מכשירי השמיעה שלך בחוברת זו.

תופעות לוואי אפשריות

מכשירי שמיעה ואוזניות עלולים לגרום להצטברות מוגברת של שעוות אוזן. החומרים הלא אלרגניים בהם נעשה שימוש במכשירי שמיעה עלולים לגרום במקרים נדירים לגירוי בעור או לתופעות לוואי אחרות. אנא פנה לייעוץ עם רופא אם מתקיימים תנאים אלה.

חיבור לציוד חיצוני

בטיחות מכשירי השמיעה המחוברים לציוד חיצוני (עם כבל קלט, כבל USB ו/או חיבור ישיר) נקבעת על פי מקור האות החיצוני. כאשר מכשירי השמיעה מחוברים לציוד חיצוני המחובר לשקע חשמל, ציוד זה חייב לעמוד בסטנדרטים של תקן 1- IEC 62368 או תקני בטיחות מקבילים.

שימוש של אביזרים מצד שלישי

השתמש רק באביזרים, כבלים או חלפים (לדוגמה, איקרופונים) שסופקו על ידי היצרן. אביזרים לא מקוריים עלולים לגרום להפחתת התאימות האלקטרומגנטית (EMC) של מכשירי השמיעה שלך.

אין לבצע שינויים

אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר השמיעה שלא אושרו במפורש על ידי היצרן. זה יבטל את האחריות.

שימוש בשדות עם הפרעות אלקטרומגנטיות

מכשירי השמיעה שלך נבדקו ביסודיות להפרעות בהתאם לתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר, כולל EN/IEC 60601-1-2 והתיקונים שלו. הפרעות אלקטרומגנטיות עשויות להתרחש בקרבת ציוד שעלול להשפיע על הביצועים של מכשירי השמיעה שלך כגון טלפונים ניידים, נתבי Wi-Fi או ציוד אחר עם הסמל המוצג. אם מכשירי השמיעה שלך מושפעים מהפרעות, התרחק מהמקור.

עמידות במים ואבק (IP68)

מכשיר השמיעה שלך אטום לאבק ומוגן מפני חדירת מים מה שאומר שהוא נועד לכל מצבי חיי היומיום. לכן, אין צורך לדאוג ללחות או להירטבות בגשם.

אם מכשיר השמיעה שלך בא במגע עם מים ומפסיק לפעול, יש לנגב בעדינות את כל המים ולתת למכשיר השמיעה להתייבש.

הערה חשובה

אין להרכיב את מכשיר השמיעה שלך בזמן המקלחת ופעילות במים. אין לטבול את מכשיר השמיעה שלך במים או בנוזלים אחרים.

תנאי שימוש

<p>טמפרטורה: מעלה אחת עד 40 מעלות צלזיוס (34 עד 104 מעלות פרנהייט) לחות: 5%-93% לחות יחסית, לא מתעבה לחץ אטמוספרי: 700 הקטופסקל עד 1060 הקטופסקל</p>	<p>תנאי הפעלה</p>
<p>הטמפרטורה והלחות לא יעלו מעל הגבולות שלהלן לתקופות ממושכות במהלך הובלה ואחסון: טמפרטורה: מינוס 25 עד 60 מעלות צלזיוס (מינוס 13 עד 140 מעלות פרנהייט) לחות: 5%-93% לחות יחסית, לא מתעבה לחץ אטמוספרי: 700 הקטופסקל עד 1060 הקטופסקל</p>	<p>תנאי הובלה ואחסון</p>

מידע טכני

פליטת קרינה עבור התקני תקשורת הפועלים
בפס ISM 2.4 GHz כפי שמצוין ב-CFR Part 15, 47
EN 300 328 subpart C, RSS-247 (רק עבור
מוצרים עם Bluetooth).

פליטת קרינה עבור תקשורת אינדוקציה מגנטית
של שדה קרוב הפועלת במהירות 3.84 MHz כפי
שמצוין ב-CFR Part 15 47, תת-חלק RSS-210, C,
EN 300 330.

חסינות RF הקרינה ברמת שדה של 10 V/m בין
80 MHz ל-2.7 GHz כפי שמצוין בטבלה 4 של
IEC 60601-1-2 ו-3 V/m בין 2.7 ל-6.0 GHz כפי
שצוין ב-CISPR 32.v.

מכשירי השמיעה מכילים מקלט רדיו המשתמש
בטכנולוגיית אינדוקציה מגנטית לטווח קצר הפועל
במהירות 3.84 MHz. עוצמת השדה המגנטי של
המשדר חלשה מאוד ותמיד מתחת ל-15 nW (בדרך
כלל מתחת ל-15 dBμA/m במרחק של 10 מטר
(-4.6 dBμA/ft במרחק של 33 רגל).

יש להשתמש במכשירי השמיעה שלך רק באזורים
שבהם שידור אלחוטי הינו מותר.

מכשירי השמיעה תואמים את התקנים הבינלאומיים
הנוגעים למשדרי רדיו, תאימות אלקטרומגנטית
וחשיפה לבני אדם.

מכשיר השמיעה מיועד לפעול בסביבות ציבוריות
ובסביבות מגורים. הוא עבר את בדיקות הפליטות
והחסינות הרלוונטיות הבאות:

דרישות פליטת קרינה עבור מכשיר CISPR 11
Group 1 Class B כפי שמצוין בטבלה 2 של IEC
60601-1-2.

חסינות בפני רמות ESD של +/- 2, 4 ו-8 kV פריקה מוליכה ופריקה של +/- 2, 4, 8 ו-15 kV כפי שמצוין בטבלה 4 של IEC 60601-1-2.

בשל השטח המצומצם הזמין במכשיר השמיעה, ניתן למצוא סימוני אישור רלוונטיים בחוברת זו. ניתן למצוא מידע נוסף במסמך פירוט הנתונים הטכניים באתר www.oticon.global

חסינות קרינת RF ברמת שדה של עד 28 V/m עבור פסי תקשורת אלחוטיים RF נבחרים בין 380 MHz ל-5.8 GHz כפי שמצוין בטבלה 9 של IEC 60601-1-2.

חסינות קרינת RF ברמת שדה של עד 65 A/m עבור שדות מגנטיים מקרבה נבחרים ב-30 kHz ו-134.2 kHz 13.56 MHz כפי שמצוין בטבלה 11 של IEC 60601-1-2 AM1.

רמות שדה חסינות מקרינות RF בפסים נבחרים המצוינים ב-IEC 60118-13 בין 25 V/m ל-60 V/m, ועבור שדות קרבה ממכשירי תקשורת המוחזקים באוזן, מצוין ב-ANSI C63.19.

חסינות לשדות מגנטיים בתדר מתח ברמת שדה של 30 A/m כפי שמצוין בטבלה 4 של IEC 60601-1-2 (רק למוצרים עם סליל טלפון).

הצהרת התאמה זמינה ב-משרדי המטה.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
דנמרק
www.oticon.global/doc

היצרן מצהיר שמכשיר שמיעה זה עומד בדרישות
החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של הנחייה
.EU/2014/53

מכשיר רפואי זה תואם לתקנת מכשירים רפואיים
(EU) 2017/745.

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
דנמרק



פסולת מצויד אלקטרוני
צריכה להיות מטופלת
בהתאם להוראות מקומיות.



 Bluetooth®

IP68

Apple אינה אחראית לתפעול של מכשיר זה או לעמידתו בתקני הבטיחות והרגולציה.

Android, Google Play והלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.









הסימן, המילה והלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. כל שימוש בסימנים אלה על ידי Demant הינו ברישיון.

סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם של בעליהם בהתאמה.

Apple, iPhone, iPad והלוגו של Apple, Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.

השימוש בתג Made for Apple פירושו שאביזר תוכנן להתחבר ספציפית למוצר/ים של Apple המזוהים בתג, ואושר על ידי המפתח לעמוד בתקני הביצועים של Apple.

תיאור סמלים המלווים את המוצר

<p>אזהרות יש לקרוא טקסט המסומן עם סמל אזהרה לפני השימוש במכשיר.</p>	
<p>יצרן ההתקן מיוצר על ידי יצרן ששמו וכתובתו מצוינים ליד הסמל. מציין את יצרן המכשור הרפואי, כהגדרתו בתקנת האיחוד האירופי 2017/745.</p>	
<p>סימן CE המכשיר עומד בכל התקנות וההנחיות הנדרשות של EU. המספר בן ארבע הספרות מסמל את זיהוי הגורם המורשה.</p>	
<p>פסולת אלקטרונית (WEEE) מחזור מכשירי שמיעה, אביזרים או סוללות בהתאם לתקנות המקומיות. משתמשים במכשירי שמיעה יכולים גם להחזיר פסולת אלקטרונית לקלינאי התקשורת שלהם. ציוד חשמל מכוסה על ידי הנחיית EU/2012/19 של פסולת וציוד אלקטרוני (WEEE)</p>	
<p>סימן תאימות לתקנות (RCM) ההתקן מתאים לבטיחות בחשמל, EMC ודרישות של ספקטרום רדיו עבור התקנים שסופקו לשווקים האוסטרלי והניו זילנדי.</p>	
<p>קוד IP מציין את סוג ההגנות מפני חדירת מים וחלקיקים מזיקים לפי EN 60529. IP6X מציין את ההגנה מפני ההשפעות של טבילה מתמשכת במים. IP6X מציין הגנה מוחלטת נגד אבק.</p>	
<p>לוגו של Bluetooth סימן מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc במקום בו כל שימוש מצריך רישיון.</p>	
<p>מיועד לתגים של Apple מציין שהמכשיר תואם ל- iPhone ו- iPad.</p>	

תיאור סמלים המלווים את המוצר

<p>תג Mac מציין שהמכשיר תואם Mac.</p>	
<p>תג Apple AirPlay ניתן להשתמש בלחצן AirPlay כדי לנתק ולחבר את מכשירי השמיעה ממוחשב Mac.</p>	
<p>תג אנדרויד מציין שההתקן תואם לאנדרויד.</p>	
<p>לולאת שמיעה הלוגו הזה משלב את הסמל האוניברסלי לסיוע בשמיעה. משמעות ה-"T" היא שמותקנת לולאת שמיעה.</p>	
<p>משדר תדר רדיו (RF) המכשיר שלך מכיל משדר RF.</p>	
<p>מספר פריט למעקב גלובלי מספר בן 14 ספרות ייחודי וגלובלי המשמש לזיהוי התקנים רפואיים כולל תוכנות להתקנים רפואיים. GTIN בעלון זה קשור לקושחה של התקן רפואי (GTIN). (FW או תווית אריות תקינה קשורה לחומרת התקנים רפואיים.</p>	<p>:GTIN</p>
<p>FW גרסת הקושחה המשמשת בהתקן.</p>	
<p>שמור במצב יבש מציין מכשיר רפואי שצריך להגן עליו מפני לחות.</p>	
<p>מספר קטלוגי מציין את המספר הקטלוגי של היצרן כך שניתן יהיה לזהות את המכשיר הרפואי.</p>	

תיאור סמלים המלווים את המוצר

מספר סידורי מציין את המספר הסידורי של היצרן כדי שניתן יהיה לזהות מכשיר רפואי ספציפי.	SN
מכשיר רפואי מכשיר זה הנו מכשיר רפואי.	MD
מזהה מכשיר ייחודי מציין ספק המכיל מידע מזהה מכשיר ייחודי.	UDI

אחריות בינלאומית

המכשיר שלך מכוסה על ידי אחריות בינלאומית שהונפקה על ידי היצרן. אחריות בינלאומית זו מכסה פגמי ייצור ופגמים חומריים במכשיר עצמו, אך לא באביזרים כגון סוללות, צינורות, רמקולים, אוזניות, מסננים וכו'. בעיות הנובעות מטיפול לא הולם/לא נכון, שימוש מופרז, תאונות, תיקונים שנעשו על ידי גורם לא מורשה, חשיפה לתנאים קורוזיביים, שינויים פיזיים באוזן שלך, נזק עקב כניסת עצמים זרים למכשיר או התאמות שגויות אינם מכוסים על ידי האחריות הבינלאומית ועלולים לבטלה. האחריות הבינלאומית לעיל אינה משפיעה על זכויות משפטיות כלשהן שיש לך על פי החקיקה הלאומית החלה על מכירת מוצרי צריכה במדינה שבה קנית את המכשיר שלך. ייתכן שגם קלינאי התקשורת שלך הוציא אחריות החורגת מהסעיפים של אחריות בינלאומית זו. אנא היוועץ איתו למידע נוסף.

אם יש צורך בשירות

קח את המכשיר שלך לקלינאי התקשורת שלך, שאולי יוכל לפתור בעיות והתאמות קלות באופן מיידי. קלינאי התקשורת שלך יכול לגבות תשלום עבור השירות שלו.

אחריות

תעודת אחריות

שם הבעלים: _____

מכון השמיעה: _____

כתובת מכון השמיעה: _____

הטלפון של קלינאי התקשורת: _____

תאריך רכישה: _____

תקופת אחריות: _____ חודש: _____

מכשיר שמאל: _____ מספר סידורי: _____

מכשיר ימין: _____ מספר סידורי: _____

גודל סוללה: _____

הגדרות מכשיר השמיעה האישי שלך

למילוי על ידי קלינאי התקשורת שלך.

מגבלות שימוש ב-Tinnitus SoundSupport:

מגבלות שימוש			<input type="checkbox"/>
עוצמה מרבית (טינטון)	עוצמת הפעלה (טינטון)	תוכנית	
מקסימום _____ שעות ביום	מקסימום _____ שעות ביום	1	<input type="checkbox"/>
מקסימום _____ שעות ביום	מקסימום _____ שעות ביום	2	<input type="checkbox"/>
מקסימום _____ שעות ביום	מקסימום _____ שעות ביום	3	<input type="checkbox"/>
מקסימום _____ שעות ביום	מקסימום _____ שעות ביום	4	<input type="checkbox"/>

מכשיר חזק כן לא

סקירת הגדרות עבור מכשיר השמיעה שלך

שמאל			ימין	
<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא	שליטה בעוצמת הקול	<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא	שינוי תוכנית	<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא	השתקה	<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא
<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא	מחולל Tinnitus SoundSupport:	<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> לא
מחווני בקרת עוצמת הקול				
<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי	צפצופים בעוצמה מינימלית/מקסימלית	<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי
<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי	צפצופים בעת שינוי עוצמת הקול	<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי
<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי	צפצופים בעוצמת הקול המועדפת	<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי
מחווני סוללה				
<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי	אזהרת סוללה חלשה	<input type="checkbox"/> מופעל	<input type="checkbox"/> כבוי

מדריך לפתרון בעיות

סיבות אפשריות	Symptom
סוללה חלשה	אין קול
פתח יציאת השמע סתום	
כניסת מיקרופון סתומה	
המיקרופון של מכשיר השמיעה הושק	
פתח יציאת השמע סתום	שמע לסירוגין או מופחת
לחות	
סוללה שחוקה	
מכשיר השמיעה לא הוכנס כראוי	שריקה, צפצוף
שעות אוזניים מצטברת בתעלת האוזן	
חיבור ה-Bluetooth נכשל	בעיית חיבור למכשיר Apple
רק מכשיר שמיעה אחד מתוך זוג מחובר ב-Bluetooth	

התופעה

החלף את הסוללה

נקה את יציאת השמע* או להחליף את מסנן השעווה

נקה את כניסת המיקרופון* או החלף מסנן (O-Cap או T-Cap)

בטל את השתקת המיקרופון של מכשיר השמיעה

נקה את יציאת השמע או להחליף את מסנן השעווה

נגב את הסוללה ואת מכשיר השמיעה במטלית יבשה

החלף את הסוללה

הכנס את מכשיר השמיעה שוב

יש לבדוק את תעלת האוזן על ידי הרופא שלך

1) בטל את חיבור מכשיר השמיעה אל הטלפון הנייד. 2) כבה והפעל מחדש את ה- Bluetooth בטלפון הנייד. 3) כבה את מכשיר השמיעה ולאחר מכן הפעל אותו שוב. 4) חבר מחדש את מכשיר השמיעה שלך למכשיר הנייד (להדרכה, בקרו ב: www.oticon.global/pairing)

אם אף אחד מהפתרונות שלעיל לא עובד, יש להתייעץ עם קלינאי התקשורת שלך לקבלת סיוע.
* על פי הנחיה בחוברת זו



280655IL / 2025.01.29 / v1

oticon
life-changing **technology**

