

OTICON | Opn S

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית

מבשירי שמיעה נטענים
בעלי הספק ליום שלם



oticon
PEOPLE FIRST

חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע

האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות?


ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה המתנהלת סביב שולחן האוכל. אתה מצליח לשמוע את האדם היושב מולך, אך מה קורה כאשר מישהו שיושב רחוק ממך מדבר? אם אתה מתקשה לשמוע את הנאמר, השיחה מתקדמת הלאה, ואתה נשאר מאחור.

הסיבה לכך פשוטה. אם יש לך ירידה בשמיעה, פחות צלילים מגיעים אל המוח שלך. על מנת לתת משמעות לצלילים, מוחך צריך לעבוד קשה יותר בכדי להשלים את החוסרים. הוא עובד קשה במיוחד במצבים בהם הצלילים מגיעים מכיוונים שונים וכאשר מספר דוברים משוחחים בו זמנית.

כתוצאה מכך, ייתכן שתחליט להימנע מהשתתפות בארוחות משפחתיות, או אפילו תימנע מפעילויות חברתיות באופן כללי.

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית

מכשיר השמיעה החדש של Oticon פורץ את המגבלות של המכשירים הקיימים כיום. בהשוואה לדור הקודם, Oticon Opn S יעניק לך הבנת דיבור טובה יותר עם פחות מאמץ שמיעתי בסביבות רועשות. בעת, תוכל להנות ולקחת חלק פעיל בסיטואציות האזנה מורכבות, ממש כמו אנשים בעלי שמיעה תקינה.





Oticon Opn S

מעניק לך חווית שמיעה ב 360°

הטכנולוגיה המסורתית

מכשירי שמיעה מסורתיים מתמקדים במקור צליל אחד בכל פעם, למשל באדם שנמצא מולנו, ומחלישים את יתר הצלילים מסביב. אולם קולות הרקע לעיתים קרובות מכילים פרטי דיבור חשובים שאינם מגיעים למוח בשיטה הזו והדבר מקשה מאוד לעקוב אחר השיחה וגורם לעייפות.

* Hornsby et al, 2016

** Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper



הטכנולוגיה החדשה

טכנולוגיית ה- OPN S פותחת בפני המשתמש את העולם ומאפשרת לו לשמוע יותר מאשר דובר אחד בו זמנית, זאת תוך כדי הפעלת סינון רעשים מתקדם שמפחית משמעותית את המאמץ השמיעתי. המכשיר נותן למוח גישה לצלילים הרלוונטיים בסביבתנו ומאפשר למשתמש לבחור באיזה צלילים הוא רוצה להתמקד. ממש כמו בשמיעה טבעית.

כתוצאה מכך ניתן להבין טוב יותר דיבור, בפחות מאמץ, ולזכור יותר ממה שנאמר. הדבר מאפשר להשתתף ולעקוב אחר שיחות - גם בסביבות שמיעה מורכבות כמו למשל בארוחת ערב משפחתית.

מעבד מהיר - מתאים לקצב פעילות המוח



שמיעה מוחית

אנחנו לא שומעים עם האוזניים אלא עם המוח. זו הסיבה לכך שאנו זקוקים למכשירי שמיעה מהירים מספיק על מנת לעמוד בקצב העיבוד של המוח. טכנולוגיית השמיעה המוחית של Oticon Opn S סורקת את הסביבה 100 פעמים בשניה. הדבר מעניק גישה לצלילים סביבנו בהיקף של 360° , ובכך תומך בדרך הטבעית שבה המוח נותן משמעות לצליל.

Oticon Opn S מעניק יתרונות מוכחים של שמיעה מוחית:

- מפחית את המאמץ השמיעתי.
- עוזר בזכירת חלק גדול יותר מהנאמר.
- מעניק הבנת דיבור טובה יותר.
- משפר את היכולת לעקוב אחר שיחות מרובות משתתפים.

* Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper

** For prescribed fittings, according to best practice



עם Oticon Opn S, צפצופים מטרידים (פידבק) הם נחלת העבר

הפידבק הנו צפצוף טורדני המתרחש כאשר צלילים דולפים ממכשיר השמיעה ומוגברים שוב ושוב בחזרה. זה קורה למשל במצבים בהם משהו מתקרב למכשיר השמיעה כמו למשל מכשיר טלפון שאנו מקרבים אל האוזן, או כשמחבקים מישהו. הטכנולוגיה פורצת הדרך של OPN S עוצרת את הפידבק עוד לפני שהוא מתרחש. זוהי גישה מהפכנית לטיפול בפידבק. בייחס לזו של מכשירי שמיעה אחרים, היכולים להתמודד עם פידבק רק לאחר שהוא התרחש - ולא תמיד בצורה מיטבית. כעת, עם Oticon Opn S, ניתן ליהנות מצליל נקי, יציב ונטול פידבק.

להתחבר לטלפון ולמכשירים אחרים

להאזין למוסיקה בצורה אלחוטית, לבצע שיחות טלפון
בידיים חופשיות, ועוד.

Made for
iPhone | iPad | iPod

Oticon Opn S - זהו אביזר טכנולוגי מתקדם המאפשר
להתחבר בקלות למכשירים האהובים עלינו.

שיחות טלפון ללא מגע יד מכל סמארטפון
בעזרת ConnectClip. קל לבצע שיחות בידיים
חופשיות עם iPhone, iPad או כל מכשיר
סמארטפון מודרני אחר.
ConnectClip משדר את קול הדובר שהתקשר
ישירות אל מכשירי השמיעה, בזמן שהמיקרופון
מעביר את דברינו בבהירות.



מוסיקה באיכות סטריאו גבוהה
מכשירי השמיעה הופכים לאזניות אלחוטיות
באיכות גבוהה, כך ניתן להאזין באופן ישיר
למוסיקה מ-iPhone, iPad או iPod touch.
במכשירי סמארטפון או Bluetooth אחרים ניתן
להאזין למוסיקה בצורה אלחוטית באמצעות
סטרימר ConnectClip.



הזרמת צליל ישירה מהטלוויזיה
ניתן לקלוט צלילים ישירות מהטלוויזיה אל
מכשירי השמיעה בעזרת Oticon TV Adapter
(מתאם הטלוויזיה של אוטיקון).





ConnectClip

אביזר מיקרופוני דיסקרטי המתחבר
בצורה אלחוטית למכשירי Oticon
Opn S, ומאפשר:

- שיחות טלפון בידיים חופשיות
- הזרמה של מוסיקה, צלילי וידאו וכד'
- מיקרופון מרוחק
- שלט רחוק



למידע נוסף אנא בקרו באתר
www.oticon.global/connectivity

להפיק את המיטב ממכשירי השמיעה עם אפליקציית Oticon ON




השליטה דרך אפליקציית Oticon ON:

אפליקציית Oticon ON זמינה עבור iPhone ו-Android. היא מאפשרת לשלוט בדיסקרטיות במכשירי השמיעה על ידי התאמת הווליום והתכניות בלחיצת כפתור. היא מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות קישוריות ומספקת גישה למאפיין הטינטון Tinnitus SoundSupport שבמכשיר השמיעה כמו כן יש לאפליקציה מאפיין "מצא את המכשירים שלי" ("find my hearing aids") למקרה של אבדן.

שומרים על כושר שמיעתי

HearingFitness זהו מאפיין חדש באפליקציית Oticon ON. שעוצב במטרה לאפשר שליטה רבה יותר על השמיעה שלך, ע"י הצגת מידע על השימוש במכשירי שמיעה. המידע על 'מהו ואיך' יאפשר לנו שימוש טוב יותר ושיפור שמיעתי איכותי יותר



לחזק את השמיעה ברגעים שממש זקוקים לה

בסיטואציה יום-יומית ברגעים מסויימים בהם זקוקים לעזרה רבה יותר בהבלטת הדיבור ביחס לרעש, ניתן להשתמש בפונקציה ה-booster באפליקציית Oticon ON, בכדי לתת לשמיעה חיזוק נוסף.

להתחבר לאינטרנט

באתר IFTTT.com ניתן ליצור בקלות קישורים חכמים למכשירים שונים. למשל, מכשירי השמיעה יכולים לידע אותנו כאשר מתקבלת הודעת SMS, כשהסוללה מתרוקנת, או כאשר מישו מצלצל בפעמון הדלת שלך ועוד ועוד.

בקרו באתר ifttt.com/oticon



הכירו את מכשירי השמיעה הנטענים, בעלי הספק ליום שלם



טעינה במהלך הלילה מאפשרת יום שלם של שמיעה

אין דבר פשוט יותר מאשר להשתמש בדגם miniRITE R הנטענים- ולשכוח מהחלפת סוללות. פשוט מניחים אותם במטען במשך הלילה, והם יהיו טעונים במלואם בבוקר ויספקו יום שלם של שמיעה, כולל סטרימינג. במקרה ששוכחים לטעון אותם בלילה, 30 דקות מהירות של טעינה במהלך היום יספיקו לעוד 6 שעות של שימוש.

מטען ה-miniRITE R עוצב באופן ידידותי למשתמש. הוא אמין, פשוט וקל לשימוש, ואף ייראה טוב ליד המיטה.

יתרה מכך, דגם ה-miniRITE R מגיע עם טלכול כך שניתן להתחבר למערכות שמע במקומות ציבוריים בעת הצורך.



היתרונות של מכשירי השמיעה הנטענים:

- 3 שעות טעינה שיעניקו יום שלם של הספק, כולל סטרימינג.
- הטענה מהירה - 30 דק' לתוספת של 6 שעות הספק.
- ללא טרחה עם סוללות חד-פעמיות.
- מטען בשוט לשימוש, אמין ואופנתי.
- טכנולוגיית ליתיום עדכנית (lithium-ion).

כל זאת במכשירי שמיעה בעיצוב מעודן ודיסקרטי.

מה הסגנון שלך?



miniRITE T

BTE PP

ניתן לשלב את מכשירי Oticon Opn S עם צבע העור או השיער, או לחילופין להבליט אותם כמו תכשיטים מעוצבים.

המגוון השלם כולל ארבעה סגנונות:





- **miniRITE** הדגם הקטן והדיסקרטי ביותר
- **miniRITE R** הפתרון הנטען לנוחות אולטימטיבית
- **miniRITE T** כולל טלכוייל כך שניתן להתחבר למערכות שמע במקומות ציבוריים
- **BTE PP** הוא דגם עוצמתי וגדול יותר המאפשר תפעול פשוט, בעל לחצן נוח ונורית מצב **LED**.



לפרטים נוספים:
oticon.global/opns



Contact your local hearing care professional:



oticon.global/opns

oticon
PEOPLE FIRST